

Atom Information Measurement System

Atom Information Measurement System - программа контроля измерений.

Режимы

Приложение работает в нескольких режимах:

1. **Режим контроля сходимости измерений.** В режиме контроля сходимости измерений ("convergence-control") требуется выводить измеренные концентрации и рассчитанные статистики для последнего измеренного образца за отчетный период (например, рабочий день "day");
2. **Режим контроля нормативов.** В режиме контроля нормативов ("reference-control") требуется выводить измеренные концентрации и рассчитанные статистики в соответствие с заданными нормативами для последнего измеренного образца за отчетный период (рабочий день).

Настройки

Рабочая директория задается **инженером** в конфигурационном файле `config.json` , или путем выбора директории `File/Open` (`Ctrl+O`).

Конфигурационный файл

Общие настройки приложения осуществляются посредством конфигурационного файла `\AIMS\config.json` , расположенного в рабочей директории приложения. Спецификация настроек:

- `version: str` - версия конфигурационного файла;
- `mode: "convergence-control" | "reference-control" = "convergence-control"` - режим работы приложения (**на данный момент поддерживается только "convergence-control" !**);
- `tracked_path: str` - директория, изменения в которой отслеживается приложением. Все найденные в директории (включая внутренние папки) XML файлы анализируются приложением;
- `tracked_period: "today" | "day" | "week" | "month" | "year" | "all" = "today"` - период за который приложение отслеживает изменения;
- `tracked_queue: int = 5` - размер очереди отслеживания;
- `filtrated_by_sheet: str | null = null` - фильтрация по имени листа;
- `filtrated_by_label: "enginear" | "laborant" | "report" | "none" | null = null` - фильтрация по ключу столбца;
- `sep: str | null = "*"` - символ разделителя имени пробы по которому происходит маскирование информации пользователя (по умолчанию `"*"`).

Настройки графического интерфейса

Настройки графического интерфейса приложения осуществляются посредством файла `\AIMS\settings.ini` , расположенного в рабочей директории приложения. Спецификация настроек:

- `mainWindow` - настройки главного окна программы;
 - `visible` - показывать окно;
 - `geometry` - положение и размер окна;
 - `menubar` - показывать строку меню;
 - `queue-widget` - очередь измерений;
 - `info-widget` - информационная панель;
- `widgetWindow` - настройки виджета;
 - `visible` - показывать окно;
 - `geometry` - положение и размер окна;
- `filter` - фильтрация столбцов:
 - `level:`
 - `"NOTSET"` - отображать все столбцы;
 - `"NORMAL"` - столбцы со счетными значениями;
 - `"WARRING"` - столбцы с отклонением выше порога `"WARRING"` ;
 - `"DANGER"` - столбцы с отклонением выше порога `"DANGER"` ;
- `sorter` - сортировка столбцов:
 - `kind` - сортировка столбцов:
 - `"none"`
 - `"filter"`

Shortcuts

Главное окно:

- `Ctrl+O` - открыть диалог с выбором отслеживаемой директории;

- `Ctrl+Q` - закрыть приложение;
- `Ctrl+Shift+I` - показать/скрыть окно `WidgetWindow`;

Окно виджета `WidgetWindow`:

- `Ctrl+W` или `Esc` - закрыть окно;

Handlers

Главное окно:

- `dblclick` по заголовку строки таблицы - открытие проводника с директорией, содержащий `.xml` файл;

Окно виджета `WidgetWindow`:

- `dblclick` по окну - открытие основного окна программы;